



青春霜 85102G

配方

A	• LANOL™ P (乙二醇棕榈酸酯- SEPPIC)	1.50 %
	• MONTANOV™ 202 (二十烷基二十二烷基醇和二十烷基葡萄糖苷- SEPPIC)	2.00 %
	• MONTANOV™ 68 (十六十八烷基醇和十六十八烷基葡萄糖苷- SEPPIC)	1.00 %
	• 辛酸癸酸三甘油酯	7.00 %
	• 聚异丁烯	11.00 %
	• 聚二甲基硅氧烷	2.00 %
	• TIMECODE™ (棕榈酰甘氨酸- SEPPIC)	1.00 %
B	• 去离子水	Up to 100 %
	• 汉生胶	0.15 %
	• 甘油	5.00 %
C	• 三乙醇胺 (20%)	0.10 %
D	• SEPIPLUS™ 400 (聚丙烯酸酯-13 和聚异丁烯和聚山梨醇酯-20 - SEPPIC)	0.70 %
E	• 苯氧乙醇/乙基己基甘油	1.00 %
	• 香精	0.10 %

步骤 (300G 小试):

将汉生胶均匀预分散在水中加入 TEA。A、B 相加热至 80°C, 将 B 相加至 A 相, 用 IKA T25 以 8'000 转/分均质 3 分钟. 加入 D 相继续以 9500rpm 均质 4', 停均质, 100 转/分锚式搅拌浆搅拌降温, 10 分钟后加水浴搅拌降温. 至 45 度, 加入 E 相, 至 30 度停止搅拌。

说明

LANOL™ P 肤感调节剂, 无油腻感, 清洗容易。能有效增加产品的稠厚度而不产生白条。

MONTANOV™ 202 一种从植物中提取的糖苷乳化剂, 它可以配制轻盈的乳剂, 易于涂抹、迅速吸收。皮肤感觉柔软、不油腻。亚光效果有助于预防发亮。MONTANOV 202 依照乳化图表可以促进液晶产生, 在乳液内形成蓄水库, 有助于皮肤保湿。从植物中提取的糖苷乳化剂。与 MONTANOV 系列乳化剂配合使用, MONTANOV 202 可以根据需要调节乳液的质地和柔软性。

MONTANOV 68 天然来源的糖苷乳化剂。它与任何类型的油相配制出滋润、柔滑的配方。与 SIMULSOL 165 混合, 可按需要调节乳液的手感。MONTANOV 68 形成液晶, 在乳液内形成蓄水库, 有助于皮肤保湿。从植物中提取的糖苷乳化剂。与 MONTANOV 202 配合使用可以根据需要调节乳液的质地和柔软性。

TIMECODE™ 争取时间对抗皱纹, Timecode 探究新的衰老原因:

1. 它减少慢性炎症, 这些炎症会搅乱细胞间的交流。
2. 真皮的细胞外间质组织会得到加强。
3. 增强微细血管, 从而使面色青春亮丽。

78% 的志愿者对使用 TIMECODE™ 得到的结果表示满意, 即皱纹改善 (对深皱纹和中度皱纹, 以及皱纹的总面积)

SEPIPLUS 400 一种性能经过改进的«遇水膨胀液滴»聚合物。SEPIPLUS™ 具有更好的耐电解质的特性, 在光谱 pH 值范围 (pH3-11) 能与大多数活性成分相容。液态增稠及乳化体系。非常易于使用 (无需预先分散或中和)。



特性

外观	紧致白色乳霜
pH	5.9
粘度 (室温下三个月后)	63,600mPa.s BROOKFIELD LV4 6rpm
48°C 下一个月后黏度 (即时)	25,300 mPa.s BROOKFIELD LV4 6rpm
恢复后室温后黏度(48°C 下一个月)	68, 800mPa.s BROOKFIELD LV4 6rpm
稳定性	室温 / 48°C/-18°C 下三个月稳定 -18°C / +48°C 冻融循环一个月稳定

注解

辛酸癸酸三甘油酯: Myritol 318 (Cognis)
汉生胶: Rhodicare T (Rhodia)
聚二甲基硅氧烷: DC200/350cst (DOW CORNING)
聚异丁烯: Panlane L-14E (Lipo)
苯氧乙醇/乙基己基甘油: Euxyl PE 9010(S&M)
香精 : Frag261664 (Drom)

85102G – SEPPIC – 0848B

这里所含的所有信息仅仅是用来证明 SEPPIC 产品的效用, 不可被当作同意许可来使用, 不可以被用于任何成分和方法隐蔽的用于申请专利。
该技术资料所含的所有信息的正确性都是经过 SEPPIC 自己阐述的方法和过程验证。

因为使用条件不在控制范围内, SEPPIC 公司不对使用上文配方生产和评估过程承担任何风险和责任。SEPPIC 公司客户应确保对上文配方的复制不侵犯任何知识产权并且对其进行相应调整。

SEPPIC SA
33(0) 1 55 91 57 00

SEPPIC Inc
1 973 882 5597

SEPPIC UK Ltd
44 208 577 8800

SEPPIC Italia Srl
39 02 38009110

SEPPIC Asia Singapore
65 6278 6711

Givaudan Lavirotte SA
33(0) 4 78 61 55 00

SEPPIC China
86(21) 64 66 01 49

SEPPIC GmbH
49(0) 220 3890 3100 32 3 250 3911

SEPPIC Belgium NV